

Paramedic CU-ER1定期点検表

製品情報	設置月日		管 理 責 任 者	
	シリアル番号		管 理 担 当 者	

点検項目			年 度																		
			点検月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			点 検 者																		
1	外 観	製 品 に 傷 がありますか？	は い																		
			い い え																		
2	基本動作	エ ラ ー ランプが 点灯していますか？	は い																		
			い い え																		
		電 源を入れた時、正常 にインジケータと液晶画 面が作動しますか？	は い																		
			い い え																		
3	バ ッ テ リ	バ ッ テ リの残量は、 充 分 ですか？	は い																		
			い い え																		
		3ヶ月以内にフル充電を しましたか？	は い																		
			い い え																		
4	電 極 パ ッ ド	電 極 パ ッ ドの 有効期間が1ヶ月以上 残っていますか？	は い																		
			い い え																		
5	動 作 環 境	製 品 の設置場所の温度 は0 ~ 40 ですか？	は い																		
			い い え																		

***緊急時(使用時には119番に電話してください)**

*詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

*点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。



CU Medical Systems, Inc.
www.cu911.com

販売店名:

電話番号:

緊急連絡先: