

シリアル番号は、本体背面に記載され、梱包されてる箱の側面にも記載されています

責任者、管理者は兼任でも可

## Paramedic CU-ER1定期点検表


製品情報	設置月日	管理責任者
	シリアル番号	管理担当者

点検日、年、月、日を記入する

No.	点検項目	年度	点検月日																						
			点検者																						
1	外観 製品に傷がありますか？		はい																					いいえ	
			いいえ																						
2	基本動作 エラーランプが点灯していますか？		はい																					いいえ	
			いいえ																						
	電源を入れた時、正常にインジケータと液晶画面が作動しますか？		はい																						いいえ
			いいえ																						
3	バッテリー バッテリーの残量は、充分ですか？		はい																					いいえ	
			いいえ																						
	3ヶ月以内にフル充電をしましたか？		はい																						いいえ
			いいえ																						
4	電極パッド 電極パッドの有効期間が1ヶ月以上残っていますか？		はい																					いいえ	
			いいえ																						
5	動作環境 製品の設置場所の温度は0℃～40℃ですか？		はい																					いいえ	
			いいえ																						

それぞれの該当項目に印(√、等)を記入する

\*緊急時(使用時には119番に電話してください)  
 \*詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。  
 \*点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。



販売店名: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

緊急連絡先: \_\_\_\_\_

連絡の取れる電話番号を記入してください